

真空計 DVR2 から DVR2pro へのアップデートによる変更点

正面からの外観や測定に関する基本仕様に大きな変更ありませんが、真空接続部の構造と内蔵電池の種類が変更されました。詳細は下記の通りです。

①正面からの外観

旧 DVR2 (Cat. No. 682902)



寸法 : 115x115x66mm
重量 : 400g

新 DVR2pro (Cat. No. 20682906)



寸法 : 115x115x56mm
重量 : 400g

※表面の型式記載が DVR2 から DVR2pro となります。

②測定に関する仕様

旧 DVR2

測定範囲 : 1080 ~ 1 hPa
810 ~ 1 Torr
測定精度 : ±1 hPa, ±1 Torr

新 DVR2pro

測定範囲 : 1060 ~ 1 hPa
795 ~ 1 Torr
測定精度 : ±1 hPa, ±1 Torr

③真空接続部の仕様

旧 DVR2



ホースノズルはフランジにねじ込み式
フランジ NW16/ ホースノズル 8/12mm

新 DVR2pro



接続形式に応じて、フランジまたは
ノズルを装置背面に取り付ける
フランジ NW16/ ホースノズル 8/12mm
※接続の規格に変更はありません。
(標準キットに両方付属)

④内蔵電池の仕様

旧 DVR2

リチウム電池 (9V)

新 DVR2pro

アルカリ電池 (9V)