



前面



背面

### 【仕様】

- Cat.No. 20682906
- 型番：DVR2pro
- 測定範囲：1～1060hPa（mbar）、1～795Torr
- 測定精度：<1mbar（0.75Torr）±1digit
- 圧力変換器：静電容量式／セラミック製ダイヤフラム
- 表示：アナログ・デジタル LCD 表示
- 自動電源 OFF 機能
- 真空表示単位：mbar・Torr・hPa
- 最高許容圧力：0.15MPa（1.5bar）
- 最高気体温度：80℃（短時間）
- 接続：フランジ NW16、ホースノズル外径 φ8mm・12mm（交換式・標準付属）
- 電池：アルカリ乾電池（9V）
- サイズ：115×115×56mm
- 重量：400g
- 定価：¥125,000-